



PathoPak-Probentransportverpackungslösungen sind stabile, haltbare, wiederverwendbare, feste Sekundärbehälter gemäß den IATA-, ADR- und CFR 49 (DOT)-Transportvorschriften für infektiöse Stoffe der UN-Klasse 6.2, Kategorie A, und infektiöse Stoffe der UN3373 Kategorie B.

PathoPak-Verpackungen sind für den Versand diverser Primärstoffe geeignet, einschließlich Blutentnahmeröhrchen, Probenbehälter, Tupfer, Blutentnahme-/Transfusionsbeutel und medizinische Geräte.

Die kosteneffizienten, wiederverwendbaren, festen Systeme sind in vier Größen lieferbar: 800 ml, 1 l, 2 l und 3 l; so haben sie für Ihre Fracht stets die richtige Größe parat, und kein Raum bleibt ungenutzt.

DIESES PRODUKT IST VERWENDBAR FÜR

- Infektiöse Proben
- Diagnostische Proben
- Klinische Versuche
- Screening-Programme
- Seuchentilgungsprogramme

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette Lösungen für Kategorie A und Kategorie B umfassen 95kPa-geprüfte Sekundärbehälter, Absorptionsmittel, Luftpolsterfolie, Etiketten und UN-Kennzeichnungen
- Wiederverwendbar
- Ergonomisch gestaltete Gefäße für sichere Handhabung
- 4GU-zertifiziert
- Geeignet für Reinigung im Autoklav
- Vollständige Wiederaufbereitung möglich

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@intelsius.de



PATHOPAK RANGE

Code	Produkt Name	Extern Abmessungen	Nutzlast Abmessungen (Durchmesser der Flaschenöffnung x innere Höhe)	Nutzlast Volumen	Masse	Volumetrisches Gewicht L/6
PP034	DGP PathoPak 800mL	112 x 110 x 150 mm 4.4 x 4.3 x 5.9 in	90 x 134 mm 3.5 x 5.3 in	800mL	0.19 kg 0.41 lbs	0.31 kgvol ⁶ 0.68 lbsvol ⁶
PP011	DGP PathoPak 1L	112 x 110 x 190 mm 4.4 x 4.3 x 7.5 in	90 x 170 mm 3.5 x 6.7 in	1 L	0.24 kg 0.53 lbs	0.39 kgvol ⁶ 0.86 lbsvol ⁶
PP012	DGP PathoPak 2L	153 x 156 x 193 mm 6.0 x 6.1 x 7.6 in	125 x 170 mm 4.9 x 6.7 in	2 L	0.45 kg 0.99 lbs	0.77 kgvol ⁶ 1.69 lbsvol ⁶
PP013	DGP PathoPak 3L	160 x 160 x 280 mm 6.3 x 6.3 x 11.0 in	125 x 255 mm 4.9 x 10.0 in	3 L	0.6 kg 1.32 lbs	1.19 kgvol ⁶ 2.63 lbsvol ⁶

UNITED KINGDOM: DGP Intelsius Ltd
1 Harrier Court, Airfield Business Park,
Elvington, York, YO41 4EA,
United Kingdom
t: +44 (0) 1904 607 390
f: +44 (0) 1904 607 391
cs@intelsius.com

AMERICA: DGP Intelsius LLC
1399 Perry Rd, Suite 190,
Plainfield, IN 46168,
United States of America
t: +1 317 452 4006
f: +1 317 290 4621
americasorders@intelsius.com

MALAYSIA: DGP Intelsius Sdn Bhd
Plot 11, Lorong Bemban 2, Estet
Perindustrian Bemban, 31000
Batu Gajah, Malaysia
t: +605 3666 399
f: +605 3669 399
compliance@intelsius.com

GERMANY: DGP Intelsius GmbH
Eulerweg 11
64291 Darmstadt
Germany
t: +49 6151 4936650
f: +49 (0) 6151 4936651
info@intelsius.de

IRELAND: DGP Intelsius Ireland Ltd.
Unit 8. Coolcaslagh Industrial Estate,
Coolcaslagh, Killarney
Co. Kerry, V93 K006, Ireland
t: +353 (0)64 668 61 71
salesireland@intelsius.com

INDIA: DGP Intelsius Cold Chain Pvt. Ltd.
Sun Srishti, C 10, Saki Vihar Road,
Chandivali Powai. Mumbai - 400072
Maharashtra - India
+91 22 49746536
compliance@intelsius.com