

PATHOSEAL

PROBENTRANSPORTBEUTEL



KOMPONENTE
VERPACKUNG



Intelsius bietet eine Reihe flexibler Sekundärverpackungen an, die sich ideal für den Transport einer Vielzahl von Primärbehältern wie Blutampullen, Tupfer, Blutentnahmebeutel und medizinische Geräte eignen.

Das PathoSeal 95-Sortiment ist so konzipiert und getestet, dass es einem Druckunterschied von 95 kPa standhält, um den Vorschriften der UN3373 für biologische Stoffe, Kategorie B, zu entsprechen.

Die PathoSeal Liquitite-Reihe ist so konzipiert und getestet, dass sie die Transportvorschriften der Kategorie B erfüllt, wenn sie in Verbindung mit 95 kPa-Primärteilen verwendet wird.

Alle PathoSeal-Produkte verfügen über ein einfaches Verschlussystem, das ein leichtes Verpacken ermöglicht, und das einzigartige manipulationssichere Siegel gewährleistet die Integrität der Proben. Darüber hinaus sind die Beutel mit einer fortlaufenden Nummer versehen, die eine Kontrollkette gewährleisten und

DIESES PRODUKT IST VERWENDBAR FÜR

- Diagnostische Proben
- Kategorie B, Biologische Substanzen
- Klinische Versuche
- Screening-Programme
- Seuchentilgungsprogramme

EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für die Verwendung in Lösungen der Kategorie B
- Fälschungssicheres Siegel
- Fortlaufend nummeriert für die Rückverfolgbarkeit von Proben

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@intelsius.de

PATHOSEAL

PROBENTRANSPORTBEUTEL



KOMPONENTE
VERPACKUNG



PATHOSEAL 95 RANGE

Code	Produkt Name	Innere Abmessungen (L x W)
BZ014	PathoSeal 95 A3	394 x 310 mm 15.5 x 12.2 in
BZ015	PathoSeal 95 A3 with 300ml Absorbent	394 x 310 mm 15.5 x 12.2 in
BZ006	PathoSeal 95 A4	284 x 200 mm 11.2 x 7.9 in
BZ009	PathoSeal 95 A4 with 200ml Absorbent	284 x 200 mm 11.2 x 7.9 in
BZ007	PathoSeal 95 A5	201 x 152 mm 7.9 x 6.0 in
BZ008	PathoSeal 95 A5 with 50ml Absorbent	201 x 152 mm 7.9 x 6.0 in
BZ020	PathoSeal 95 A6	139 x 99 mm 5.5 x 3.9 in
BZ013	PathoSeal 95 A6 with 50ml Absorbent	139 x 99 mm 5.5 x 3.9 in

PATHOSEAL LIQUITITE

Code	Produkt Name	Innere Abmessungen (L x W)
BZ001	PathoSeal Liquitite 29/18	720 x 450 mm 28.3 x 17.7 in

UNITED KINGDOM: DGP Intelsius Ltd
1 Harrier Court, Airfield Business Park,
Elvington, York, YO41 4EA,
United Kingdom
t: +44 (0) 1904 607 390
f: +44 (0) 1904 607 391
cs@intelsius.com

GERMANY: DGP Intelsius GmbH
Eulerweg 11
64291 Darmstadt
Germany
t: +49 6151 4936650
f: +49 (0) 6151 4936651
info@intelsius.de

AMERICA: DGP Intelsius LLC
1399 Perry Rd, Suite 190,
Plainfield, IN 46168,
United States of America
t: +1 317 452 4006
f: +1 317 290 4621
americasorders@intelsius.com

IRELAND: DGP Intelsius Ireland Ltd.
Unit 8. Coolcaslagh Industrial Estate,
Coolcaslagh, Killarney
Co. Kerry, V93 K006, Ireland
t: +353 (0)64 668 61 71
salesireland@intelsius.com

MALAYSIA: DGP Intelsius Sdn Bhd
Plot 11, Lorong Bemban 2, Estet
Perindustrian Bemban, 31000
Batu Gajah, Malaysia
t: +605 3666 399
f: +605 3669 399
compliance@intelsius.com

INDIA: DGP Intelsius Cold Chain Pvt. Ltd.
Sun Srishti, C 10, Saki Vihar Road,
Chandivali Powai. Mumbai - 400072
Maharashtra - India
+91 22 49746536
compliance@intelsius.com